

Cómo Juntar

Muestra de Materia Fecal (heces) para buscar huevos y parásitos

(How to Collect a Bowel Movement Sample for Ova and Parasites)



IH-III-27S
R.D. 12/02
Pag. 1 de 2

Su proveedor de cuidados de salud quiere que junte _____muestras de sus heces para buscar huevos y parásitos. Estas muestras serán enviadas al laboratorio para ayudarle a su médico a diagnosticar y tratar ciertas enfermedades.

- La enfermera le dará todo lo que necesite. Si tiene alguna pregunta, hágasela a una de las enfermeras antes de que salga de la clínica.
- Para cada muestra que necesite juntar, le entregarán unos juegos (kits) de Para Pak, y guantes desechables. Cada juego tiene 2 recipientes. Uno tiene una etiqueta rosada y otro tiene una etiqueta azul.

Lea éstas instrucciones antes de juntar las muestras.

Antes de que tenga una evacuación (heces):

1. Cubra la taza del sanitario con plástico “Saran wrap” o una bolsa, plástica. Pegue el plástico un poco suelto al sanitario (no al asiento) con cinta pegante para que se puedan recoger las heces. También puede lavar y secar unas cajas de requesón o la mitad de la parte de abajo de un cartón de leche. Mantenga éstos en el baño. Úselas para juntar las heces.




2. Cuando tenga la necesidad de una evacuación, recójala en el plástico o caja de cartón.

3. Lávese las manos.




4. Colóquese un par de guantes desechables.




(continúa)

5. Abra el recipiente de la etiqueta color rosa o azul.
No bote el líquido que hay en el recipiente.



6. Use la cuchara pegada en la parte superior del recipiente.
Coloque cucharaditas de sus heces adentro del recipiente.
Llénelo hasta la línea roja en la etiqueta del recipiente.


7. Con la cuchara revuelva las heces en el recipiente. Luego
ciérralo bien. Sacúdalo hasta que estén bien mezcladas.



8. Abra el otro recipiente. Repita de nuevo los pasos 6 y 7.

9. Coloque la etiqueta con su tarjeta clínica de Parkland
estampada en el recipiente. Asegúrese de escribir
en ésta etiqueta:

- La fecha y hora en que juntó la muestra.
- Sus iniciales.



No cubra el color en la etiqueta del recipiente cuando pegue la etiqueta de Parkland.

10. Coloque el recipiente en una bolsa ziplock “Biohazard” que le dieron en la clínica.

11. Si usted necesita juntar las heces para otro tipo de exámenes tales como cultivos,
puede usar la misma muestra.

12. No use las mismas heces para llenar otros recipientes rojo y azul. Si su proveedor
de cuidados de salud quiere que junte otra muestra para huevos y parásitos, usted
debe juntarlas de diferentes evacuaciones. Pero, si usted necesita juntarla para otro
tipo de exámenes como cultivos puede usar la misma muestra.

13. Tire el resto de las heces al sanitario sin el plástico. Tire los guantes
y la caja si la usó. Lávese las manos con agua y jabón por lo
menos 10 segundos.



14. Siga éstas instrucciones para cada evacuación (heces) que junte.

15. Mantenga la muestra en un refrigerador. Traiga los recipientes a la clínica
antes de 4 días de haberlo juntado. Si tiene más de 4 días no se puede examinar.

Si tiene alguna pregunta, llame al (214) 590-5637