

# Sobre el Monitor de Eventos con Cable (About Looping Event Monitoring)



IH-III-54S  
W.D. 11/03  
Pág. 1 de 2

Cardiovascular Services

## Qué es un monitor de eventos?

Es un dispositivo electrónico que le permite grabar un trazo de la acción de su corazón (EKG) cuando tiene síntomas como:

- sentir que se desmaya
- mareo
- palpitaciones
- dolor de pecho


A usted le prestan el monitor por un mes.



## Qué pasará?

Un técnico entrenado le enseñará cómo usar el monitor y le darán instrucciones específicas en ese momento. Usted tendrá que:

- Conectarse al monitor por un mes.
- Oprimir el botón "record" cuando tenga un síntoma.
- Después de oprimir el botón "record" escuchará un sonido. El monitor grabará por 3 minutos. Este sonido se escuchará mientras está grabando. Cuando pare el sonido desconecte el monitor y llame al **1-800-233-0456** de inmediato. **Puede llamar a este número en cualquier momento, día o noche.**
- Dígale al operador su nombre y los síntomas que tiene.
- El operador le dirá cuándo enviar el EKG. Luego coloque el micrófono del teléfono sobre el botón "record" y oprima el botón "send" en el lado del monitor. Sonará de 3 a 5 minutos. Cuando pare de sonar, levante el teléfono y llame al operador.
- Cuando deje de hablar con el operador, conecte el monitor de nuevo. En la esquina debe ver un #1 pequeño.
- Manténgase en contacto con nosotros sobre cómo se siente y si hay cambios en su teléfono.



(continúa)

## Uso del monitor

Oprima el botón rojo "record" cuando tenga alguno de estos síntomas:

- dolor de pecho
- sentir que se desmaya
- mareo
- palpitaciones

Recuerde, **cada vez** que grabe usted tendrá que enviar su EKG. El monitor **solo puede con 1 EKG** a la vez.

## Cuidado del monitor

- Necesita estar conectado a este en todo momento, excepto cuando se bañe en la tina o regadera.
- Debe cuidar el monitor como un radio portátil. No lo deje **caer** y no lo **moje**.
- Cambie los parches todos los días.
- Dormirá con el monitor puesto. Puede ponerlo al pie de su cama o adherirlo a su ropa de dormir.
- Cuando salga de su rutina diaria, lo puede adherir al cinturón, camisa o llevarlo en el bolsillo.
- Cambie las baterías cuando vea el #2 grande en la esquina enseguida del #1 pequeño.
- El monitor no debe causar dolor. A veces los parches irritan la piel; esto puede mejorar poniéndolos en lugares distintos cada vez que los cambie.
- **Si por equivocación oprime el botón "Record"**
  - desconecte el monitor.
  - oprima "send".
  - después de que pare de sonar, conéctelo de nuevo.
- **Si tiene algún problema con el monitor, llame a Parkland Hospital (214) 590-8395.**

## Cuándo devolveré el monitor?

El monitor debe devolverse a las cuatro semanas de habersele prestado. Lo debemos tener nuevamente. Debe devolverlo a la sala de espera en la unidad cardiovascular. Pregunte por el técnico y devuélvale el monitor.

## Dónde obtendré mis resultados?

Le darán los resultados en su próxima cita. El técnico se asegurará de que tenga una cita o le dará el número de teléfono para que usted llame a pedir la cita.